

TC 1150

Bekleding bovenbouw

voor 1.150 mm brede toestellen zonder dampcondensator of droogaggregaat.



- Inclusief afsluitbare servicedeur
- Front tot plafond moet op locatie worden gemaakt

EAN: 4002516853848 / Materiaalnummer: 12680670 /
Oud Materiaalnummer: 69252005D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8617	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1002
Buitenmaat, nettobreedte in mm	835
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1200
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1002
Buitenmaat, brutobreedte in mm	860
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	60,13
Brutogewicht in kg	75,13