

TC 900

Bekleding bovenbouw

voor 900 mm brede toestellen zonder dampcondensator of droogaggregaat.



- Inclusief afsluitbare servicedeur
- Front tot plafond moet op locatie worden gemaakt

EAN: 4002516854524 / Materiaalnummer: 12680680 /
Oud Materiaalnummer: 69252006D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

Productcategorie

Afdekking •

Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal

Kleur Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 840

Buitenmaat, nettobreedte in mm 845

Buitenmaat, nettodiepte in mm 1045

Buitenmaat, brutohoogte in mm 990

Buitenmaat, brutobreedte in mm 860

Buitenmaat, brutodiepte in mm 1200

Nettogewicht in kg 48,90

Brutogewicht in kg 63,90