

MC/2

Transferwagen

in hoogte verstelbaar, voor laden en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Uitgerust met 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 vastgezet kunnen worden
- 2 niveaus (muldevormig) met duwstang en aansluitplaat

EAN: 4002516853855 / Materiaalnummer: 12680970 /
Oud Materiaalnummer: 69200113D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1003
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	805
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1210
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	18,00
Brutogewicht in kg	47,80