

MT

Trolley

voor het beladen en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Voor het opslaan en transporteren van rekken en inzetten
- Opgedeeld in 4 niveaus, die per 102,5 mm verstelbaar zijn
- Berijdbaar met 4 vast te zetten zwenkwieltjes
- Afmetingen beladen 549 x 599 mm

EAN: 4002516854159 / Materiaalnummer: 12681000 /
Oud Materiaalnummer: 69200114D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, brandweer en hulpdiensten	•

Accessoires bij het toestel

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8592

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 8683 [Safety]

•

PLW 8693 [Safety]

•

PWA 8672

•

PWD 8682

•

PWD 8682 C

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Opberg-/transportsysteem

•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm 1985

Buitenmaat, nettobreedte in mm 662

Buitenmaat, nettodiepte in mm 616

Buitenmaat, brutohoogte in mm 920

Buitenmaat, brutobreedte in mm 775

Buitenmaat, brutodiepte in mm 2001

Nettogewicht in kg 23,00

Brutogewicht in kg 37,60