

A 306/1

Module

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud.



- Geschikt voor 4 1–2 liter maatcilinder hoge vorm
- Geschikt voor 2 1–2 l maatcilinder lage vorm en twee hoge vormen
- Oppervlakte- en contactoppervlakken met rilsancoating
- Maatcilinders kunnen worden verwijderd uit module in toestel
- Maximale lengte van de meetcilinders in de onderrek A 150: 500 mm
- Er kunnen maximaal 2 modules worden gebruikt in rekken A 150 en APLW 106

EAN: 4002516854456 / Materiaalnummer: 12683100 /

Oud Materiaalnummer: 69630602D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•

Accessoires bij het toestel

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Productcategorie

Inzet/module voor meetcilinders	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van maatcilinders	•

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit

Capaciteit

Maatcilinders [aantal]	4
------------------------	---

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	235
Buitenmaat, nettobreedte in mm	418
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	485
Nettogewicht in kg	2,88
Brutogewicht in kg	3,42