

A 307

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 20 OK-klompen tot maat 48.



- Geschikt voor 20 OK-klompen
- Met elk 265 mm lange houders
- Voor gebruik in onderrek A 151
- Behandeling mogelijk van OK-klompen tot maat 48

EAN: 4002516854975 / Materiaalnummer: 12683150 /
Oud Materiaalnummer: 69630701D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor OK-schoenen

•

Toepassingsgebied

Behandeling van OK-schoenen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Capaciteit

OK-schoenen [aantal]

20

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

279

Buitenmaat, nettobreedte in mm

390

Buitenmaat, nettodiepte in mm

360

Buitenmaat, brutohoogte in mm

290

Buitenmaat, brutobreedte in mm

396

Buitenmaat, brutodiepte in mm

480

Nettogewicht in kg

1,52

Brutogewicht in kg

2,01