

A 308

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 34 inlegzolen voor OK-klompen.



- Geschikt voor max. 34 inlegzolen
- Voor gebruik in boven- en onderrek

EAN: 4002516855415 / Materiaalnummer: 12683170 /
Oud Materiaalnummer: 69630801D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor OK-schoenen

•

Toepassingsgebied

Behandeling van OK-schoenen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

71

Buitenmaat, nettobreedte in mm

475

Buitenmaat, nettodiepte in mm

445

Buitenmaat, brutohoogte in mm

270

Buitenmaat, brutobreedte in mm

525

Buitenmaat, brutodiepte in mm

540

Nettogewicht in kg

1,15

Brutogewicht in kg

2,00