

A 310

Gebruik

voor het optimaal opnemen van 8 OK-schoenen.



- Voor gebruik in de bovenrekken
- Voor het plaatsen van 8 OK-schoenen tot maat 41
- Geschikt voor de bovenrekken A 101 en A 102

EAN: 4002516854661 / Materiaalnummer: 12684420 /
Oud Materiaalnummer: 69631001D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor OK-schoenen

•

Toepassingsgebied

Behandeling van OK-schoenen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Capaciteit

OK-schoenen [aantal]

8

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

75

Buitenmaat, nettobreedte in mm

405

Buitenmaat, nettodiepte in mm

435

Buitenmaat, brutohoogte in mm

100

Buitenmaat, brutobreedte in mm

425

Buitenmaat, brutodiepte in mm

450

Nettogewicht in kg

0,50

Brutogewicht in kg

0,83