

A 500

Wagen

met 1 niveau voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen
- Met A 603 uit te breiden op 2 niveaus

EAN: 4002516855026 / Materiaalnummer: 12684430 /
Oud Materiaalnummer: 69650002D

Productcategorisatie

- Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria
- Reinigings- en desinfectietoestellen met grote spoelruimte, brandweer en hulpdiensten

Accessoires bij het toestel

- PLW 8615
- PLW 8615 [Safety]
- PLW 8616
- PLW 8616 [Safety]
- PLW 8617
- PLW 8617 [Safety]

Productcategorie

- Wagen voor inzetrekken

Toepassingsgebied

- Behandeling van laboratoriumglaswerk

Producteigenschappen

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Kleur: Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

- DIN-zeefschalen [aantal]: 3
- SPRI-zeefschalen [aantal]: 2

Afmetingen en gewicht

- Buitenmaat, nettohoogte in mm: 153
- Buitenmaat, nettobreedte in mm: 650
- Buitenmaat, nettodiepte in mm: 790
- Buitenmaat, brutohoogte in mm: 190
- Buitenmaat, brutobreedte in mm: 655
- Buitenmaat, brutodiepte in mm: 810
- Nettogewicht in kg: 6,02
- Brutogewicht in kg: 7,37