

A 503

Wagen

zonder niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van modules en inzetten
- Afhankelijk van de hoogte kunnen tot 6 modules gebruikt worden
- Bovenste stang en bovenste stut verwijderbaar

EAN: 4002516854784 / Materiaalnummer: 12685380 /
Oud Materiaalnummer: 69650302D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Wagen met modulekoppeling •

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

433

Buitenmaat, nettobreedte in mm

790

Buitenmaat, nettodiepte in mm

650

Buitenmaat, brutohoogte in mm

790

Buitenmaat, brutobreedte in mm

715

Buitenmaat, brutodiepte in mm

860

Nettogewicht in kg

11,40

Brutogewicht in kg

22,20