

A 505

Wagen

met 3 niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen

EAN: 4002516854678 / Materiaalnummer: 12685400 /  
Oud Materiaalnummer: 69650501D

#### Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

#### Accessoires bij het toestel

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

#### Productcategorie

Wagen voor inzetrekken

#### Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk

Behandeling van zeefschalen

Behandeling van diverse hulpstukken

#### Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

#### Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

9

SPRI-zeefschalen [aantal]

6

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

543

Buitenmaat, nettobreedte in mm

650

Buitenmaat, nettodiepte in mm

790

Buitenmaat, brutohoogte in mm

790

Buitenmaat, brutobreedte in mm

715

Buitenmaat, brutodiepte in mm

860

Nettogewicht in kg

15,60

Brutogewicht in kg

26,40