

E 491

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van roterende instrumenten.



- Geschikt voor 18 turbineschachten
- Geschikt voor 30 hoekstukassen
- Ook geschikt voor roterende instrumenten bijv. van podologie

EAN: 4002516855194 / Materiaalnummer: 12686260 /
Oud Materiaalnummer: 68549103D

Productcategorisatie

Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaat, klein, tandheelkundig	•
Grote thermodesinfectoren, dentaal	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•

Accessoires bij het toestel

G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Productcategorie

Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
--	---

Toepassingsgebied

Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
--	---

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal

Capaciteit

Schachten [aantal]	48
--------------------	----

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	53
Buitenmaat, nettobreedte in mm	70
Buitenmaat, nettodiepte in mm	120
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	180
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	1,00