

A 506

Wagen

met 4 niveaus voor het reinigen van laboratoriumglaswerk en -gereedschap.



- Voor het plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen

EAN: 4002516855200 / Materiaalnummer: 12686270 /
Oud Materiaalnummer: 69650601D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

Accessoires bij het toestel

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

Productcategorie

Wagen voor inzetrekken

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk

Behandeling van zeefschalen

Behandeling van diverse hulpstukken

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

12

SPRI-zeefschalen [aantal]

8

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

555

Buitenmaat, nettobreedte in mm

650

Buitenmaat, nettodiepte in mm

790

Buitenmaat, brutohoogte in mm

715

Buitenmaat, brutobreedte in mm

800

Buitenmaat, brutodiepte in mm

860

Nettogewicht in kg

19,16

Brutogewicht in kg

29,96