

A 600

Module

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Geschikt voor 6 instrumenten, oudere generatie (S / Si)

EAN: 4002516854562 / Materiaalnummer: 12686280 /
Oud Materiaalnummer: 69660002D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Module/houder voor robotinstrumenten	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van robotinstrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	6
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	265
Buitenmaat, nettobreedte in mm	573
Buitenmaat, nettodiepte in mm	318
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	360
Buitenmaat, brutodiepte in mm	600
Nettogewicht in kg	5,08
Brutogewicht in kg	5,64