

UGT F10

Voeten

voor de onderbouw UGT 44-60/85.



- Set bestaande uit 4 voeten
- Voor een vaste schroefverbinding aan de onderbouw

EAN: 4002516860365 / Materiaalnummer: 12687190 /

Oud Materiaalnummer: 69506102D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Thermodesinfectoren

•

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8581

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PG 8593

•

Productcategorie

Inbouw/sokkel

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

83

Buitenmaat, nettobreedte in mm

45

Buitenmaat, nettodiepte in mm

45

Buitenmaat, brutohoogte in mm

70

Buitenmaat, brutobreedte in mm

110

Buitenmaat, brutodiepte in mm

185

Nettogewicht in kg

1,23

Brutogewicht in kg

6,40