

DOS 60/30

Doseerpomp

voor het doseren van vloeibare, neutrale/alkalische middelen.



- Voor het doseren van vloeibaar reinigingsmiddel
- Voor het doseren van chemisch desinfectiemiddel
- Voor inbouw door Service Professional

EAN: 4002516854463 / Materiaalnummer: 12687820 /

Oud Materiaalnummer: 69225010D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch •

Accessoires bij het toestel

G 7825 •

G 7826 •

Productcategorie

Doseersysteem •

Producteigenschappen

Opvoersnelheid in ml/60 sec.

120

Lengte van de zuiglans in mm

333

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

165

Buitenmaat, brutobreedte in mm

205

Buitenmaat, brutodiepte in mm

486

Nettogewicht in kg

0,86

Brutogewicht in kg

1,26