

SC

Nevelcondensator

voor optimaal ontvochten en koelen van de luchtafvoer.



- Alleen te gebruiken in combinatie met droogaggregaat
- Mogelijkheid voor aansluiten op koelwatercircuit op locatie

EAN: 4002516855378 / Materiaalnummer: 12687850 /
Oud Materiaalnummer: 69251301D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

620

Buitenmaat, brutobreedte in mm

385

Buitenmaat, brutodiepte in mm

770

Nettogewicht in kg

33,40

Brutogewicht in kg

37,00