

ProCare Dent 10 A - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten, niet voor hand- en hoekstukken
- Afgestemd op de procesverlopen in Miele thermodesinfectoren
- Goede materiaal-/corrosiebescherming van instrumenten van roestvrij staal
- Vrij van tensiden
- Vrij van oxidatieve additieven

EAN: 4029577157975 / Materiaalnummer: 12786440 /

Oud Materiaalnummer: 66912201V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Thermodesinfectoren met grote kamers	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, tandheelkundig	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	3 ml/l (0,3%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Intensiteit van de vervuiling	Sterk
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Silicaten
Minimale bewaartemperatuur in °C	-15
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor hand- en hoekstukken	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Goed reinigingsvermogen	•
Hogere materiaalbescherming tegen corrosie	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	9,65
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•