

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor machinale behandeling tandheelkundige instrumenten en hand- en hoekstukken.



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Afgestemd op de procesverlopen in Miele thermodesinfectoren
- Goede materiaalcompatibiliteit, fosfaatvrij
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Op basis van citroenzuur
- Gemakkelijker vullen in het doseersysteem in de deur dankzij de schenkhulp

EAN: 4029577158057 / Materiaalnummer: 12796290 /

Oud Materiaalnummer: 66915203V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Thermodesinfectoren met grote kamers	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, tandheelkundig	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	1 ml/l (0,1%)
Kleine opening als giethulp	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur, Conserveringsmiddel
Minimale bewaartemperatuur in °C	-3
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
De zuurbestendigheid van het spoelgoed en de afvoerleidingen moet worden gegarandeerd	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	60
Buitenmaat, brutodiepte in mm	105
Brutogewicht in kg	1,24
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•