

ProCare Dent 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l

voor machinale behandeling tandheelkundige instrumenten en hand- en hoekstukken.



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Afgestemd op de procesverlopen in Miele thermodesinfectoren
- Goede materiaalcompatibiliteit, fosfaatvrij
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Op basis van citroenzuur

EAN: 4029577158033 / Materiaalnummer: 12796300 /

Oud Materiaalnummer: 66915303V1

Productcategorisatie

Thermodesinfectoren	•
Thermodesinfectoren met grote kamers	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, tandheelkundig	•

Mogelijkheden

Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
--	---

Dosering

Doseeradvies per wasbeurt	1 ml/l (0,1%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•

Belangrijkste toepassingen

Tandartspraktijk	•
------------------	---

Producteigenschappen

Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur, Conserveringsmiddel
Minimale bewaartemperatuur in °C	-3
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
De zuurbestendigheid van het spoelgoed en de afvoerleidingen moet worden gegarandeerd	•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	6,05
Inhoud in ml	5000

Conformiteiten, keurmerken

CE	•
GHS/CLP-conform	•