

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten, niet voor hand- en hoekstukken
- Afgestemd op de procesverlopen in Miele thermodesinfectoren
- Verwijdert verkleuringen en in zuur oplosbare verontreinigingen
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Op basis van fosforzuur
- Gemakkelijker vullen in het doseersysteem in de deur dankzij de schenkhulp

EAN: 4029577158002 / Materiaalnummer: 12796350 /

Oud Materiaalnummer: 66914203V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Thermodesinfectoren met grote kamers	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, tandheelkundig	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	1 ml/l (0,1%)
Kleine opening als giethulp	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosforzuren, Citroenzuur
Minimale bewaar temperatuur in °C	-15
Maximale bewaar temperatuur in °C	30
pH-waarde bij 20 °C	0,7
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor verchroomde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor hand- en hoekstukken	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Voorkomt corrosie	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Brutogewicht in kg	1,54
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•