

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Naspoelmiddel, 1 l

voor machinale behandeling tandheelkundige instrumenten en hand- en hoekstukken.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten en hand- en hoekstukken
- Afgestemd op de procesverlopen in Miele thermodesinfectoren
- Verbetert en versnelt het drogen
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Gemakkelijker vullen in het doseersysteem in de deur dankzij de schenkulp

EAN: 4029577158095 / Materiaalnummer: 12796390 /

Oud Materiaalnummer: 66917103V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Thermodesinfectoren met grote kamers	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, tandheelkundig	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	0,3 ml/l (0,03%)
Kleine opening als giethulp	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Naspoelmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Conserveringsmiddel, Tensiden, Citroenzuur
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
pH-waarde bij 20 °C	2,0
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor alle metalen die in medische hulpmiddelen worden gebruikt	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Vrij van microplastic	•
Verbetert en verkort het droogproces	•
Voorkomen van watervlekken	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Buitenmaat, brutohoogte in mm	241
Buitenmaat, brutobreedte in mm	106
Buitenmaat, brutodiepte in mm	58
Brutogewicht in kg	1,12
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•