

## ProCare Tex 11 - 800 g

Universeel wasmiddel, poeder, mild-alkalisch, 800 g voor het reinigen van wit wasgoed en kleurechte bonte was.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen
- Uitstekende reinigingscapaciteit dankzij enzymen en actieve zuurstof
- Zeer goed vuil- en vetoplossend vermogen

EAN: 4002516900078 / Materiaalnummer: 12833700 /

Oud Materiaalnummer: 59705401V1

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Dosering</b>	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Universeel wasmiddel
Alkaliteit	Alkalisch
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof, Alkaliën, Enzymen, Optische witmakers, Zeolieten
pH-waarde bij 20 °C	10,0-11,0
Verbeterde reinigingscapaciteit dankzij enzymen	•
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
<b>Waswerking</b>	
Verwijdering van vuil	•
Verwijdering van eiwitten	•
Verwijdering van vet	•
Bleekwerking	•
<b>Gebruik</b>	
Zelfbedieningssystemen	•
Hotels en pensions	•
Spa, wellness en sport	•
Scholen en kinderopvang	•
Werkplaatsen	•
Verzorgingstehuis	•
Dokterspraktijken en klinieken	•
Restaurants, bars en catering	•
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	150
Buitenmaat, nettobreedte in mm	120
Buitenmaat, nettodiepte in mm	120
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	125
Buitenmaat, brutodiepte in mm	160
Vulgewicht in g	800

ProCare Tex 11 - 800 g

Universeel wasmiddel, poeder, mild-alkalisch, 800 g  
voor het reinigen van wit wasgoed en kleurechte bonte was.



EAN: 4002516900078 / Materiaalnummer: 12833700 /

Oud Materiaalnummer: 59705401V1

Brutogewicht in kg

0,91 kg

**Conformiteiten, keurmerken**

GHS/CLP-conform

•