

ProCare Universal 70 ST - 750 ml
 Universeel reinigingsmiddel, mild alkalisch, 750 ml
 voor behoedzaam verwijderen van vetresten en vuil.



- Effectief sterk concentraat voor perfecte reinigingsresultaten
- Uitstekend losweken van olie- en vetspatten
- Zeer behoedzame reiniging
- Aanbevolen voor roestvrijstalen apparaten van Miele Professional en Steelco
- Voorzien van het EU-ecolabel
- Recyclebare verpakking

EAN: 4002516954507 / Materiaalnummer: 12938290 /
 Oud Materiaalnummer: 66917702V1

| Productcategorisatie | |
|---|--|
| Professionele vaatwassers met vers water | • |
| Professionele vaatwassers Profiline | • |
| Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem | • |
| Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem | • |
| Wasmachines | • |
| Droogkast | • |
| Laboratoriumspoelmachines | • |
| Grote laboratoriumspoelmachines | • |
| Thermodesinfectoren | • |
| Thermodesinfectoren met grote kamers | • |
| Reinigings- en desinfectietoestellen, tandheelkundig | • |
| Reinigings- en desinfectietoestellen, voor medische toepassingen | • |
| Reinigings- en desinfectietoestellen met grote beladingscapaciteit, medisch | • |
| Kleine sterilisatoren | • |
| Mogelijkheden | |
| Reiniging van roestvrijstalen oppervlakken | • |
| Handmatig onderhoud | • |
| Verwijderen van zetmeelaanslag | • |
| Verwijderen van hardnekkige of ingedroogde verontreinigingen | • |
| Verwijderen van vet | • |
| Verwijderen van olie | • |
| Verwijderen van eiwit | • |
| Verwijderen van bloed | • |
| Dosering | |
| Handmatige dosering | • |
| Producteigenschappen | |
| Mediatype | Reinigingsmiddel voor roestvrij staal |
| Aggregatietoestand | Vloeibaar concentraat |
| Inhoudsstoffen | Glycolethers, Complexvormers (zonder fosfaat), Oplosmiddel, Tensiden |
| pH-waarde bij 20 °C | 10,8 |
| Recyclebare verpakking | • |
| Goed reinigingsvermogen | • |
| Vrij van fosfaten | • |
| Vrij van fosforverbindingen | • |
| Vrij van silicaten | • |
| Zeer behoedzame reiniging | • |
| Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden | • |
| Sterke emulgerende en oplossende werking | • |
| Zeer goede materiaalcompatibiliteit | • |

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Universeel reinigingsmiddel, mild alkalisch, 750 ml
voor behoedzaam verwijderen van vetresten en vuil.



EAN: 4002516954507 / Materiaalnummer: 12938290 /
Oud Materiaalnummer: 66917702V1

| Opslaginstructies | |
|-----------------------------------|------|
| Minimale bewaartemperatuur in °C | 5 |
| Maximale bewaartemperatuur in °C | 25 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 297 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 94 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 63 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 60 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 90 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 260 |
| Brutogewicht in kg | 0,81 |
| Inhoud in ml | 750 |
| Conformiteiten, keurmerken | |
| EU-ecolabel | • |
| Controlenummers | |
| EU-ecolabel: DE/020/507 | • |