

ProCare Lab 10 AO - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor speciale machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Aanwijzingen voor het gebruik van reinigingsmiddelen met actief chloor*
- Oxiderende werking, vrij van tensides
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigungs- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Goede reiniging voor organische vervuiling

* Bij gebruik van reinigingsmiddelen met actief chloor valt een verhoogde slijtage van organische materialen zoals bijv. kunststoffen en elastomeren in het reinigungs- en desinfectietoestel te verwachten. In de reinigungsphase met chloorhoudende reinigingsmiddelen moet een max. temperatuur van 75 °C niet worden overschreden. Om deze verhoogde slijtage tegen te gaan, raadt Miele nadrukkelijk een jaarlijks onderhoud van het apparaat aan of een onderhoud na 1000 bedrijfsuren.

Zonder onderhoud kunnen de kwaliteitseisen en garantie-eisen verlopen.

Neem op tijd contact op met Miele Service of laat een aanbod voor een onderhoudscontract opstellen.

EAN: 4029577160135 / Materiaalnummer: 12958880 /

Oud Materiaalnummer: 62926102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van eiwit	•
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van voedingsbodemresten	•
Verwijderen van organische resten	•
Verwijderen van resten van weefsel- en celculturen	•
Verwijderen van radioactieve bestanddelen	•
Verwijderen van algen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	2–4 ml/l (0,2–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Aanbevolen waterhardheid in mmol/l	0–1
Belangrijkste toepassingen	
Microbiologische laboratoria	•
Virologische laboratoria	•
Nucleairgeneeskundige laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Verfindustrie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Kaliumhydroxide, Bleekmiddelen op chloorbasis, Fosfaat
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Vrij van microplastic	•
Oxidatieve werking door actief chloor	•
Oxiderende werking	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaar temperatuur in °C	0
Maximale bewaar temperatuur in °C	25
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190

ProCare Lab 10 AO - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor speciale machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160135 / Materiaalnummer: 12958880 /

Oud Materiaalnummer: 62926102V1

Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	7,00
Inhoud in ml	5000

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•