

ProCare Lab 10 AP - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor het optimaal behandelen van laboratoriumhulpstukken.



- Alkalische reinigingsmiddelen met een hoog percentage dispergeermiddelen
- Vrij van tensides, fosfaten en oxidatiemiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Voor het reinigen van hardnekkige of ingedroogde resten

EAN: 4029577160142 / Materiaalnummer: 12958900 /

Oud Materiaalnummer: 62924102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van vet	•
Verwijderen van olie	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	2–4 ml/l (0,2–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Aanbevolen waterhardheid in mmol/l	0–0,5
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Fosfaatindustrie	•
Verfindustrie	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Kaliumhydroxide, Polycarboxylaat
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Goed reinigingsvermogen	•
Hoger aandeel oplosmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217

ProCare Lab 10 AP - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor het optimaal behandelen van laboratoriumhulpstukken.



EAN: 4029577160142 / Materiaalnummer: 12958900 /

Oud Materiaalnummer: 62924102V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	7,50
Inhoud in ml	5000

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•