

ProCare Lab 10 AP - 10 l  
vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l  
voor universele machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Alkalische reinigingsmiddelen met een hoog percentage dispergeermiddelen
- Vrij van tensides, fosfaten en oxidatiemiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Voor het reinigen van hardnekkige of ingedroogde resten

EAN: 4029577160159 / Materiaalnummer: 12958920 /  
Oud Materiaalnummer: 62924202V1

| Productcategorisatie                             |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Laboratoriumspoelmachines                        | •                                   |
| Grote laboratoriumspoelmachines                  | •                                   |
| Mogelijkheden                                    |                                     |
| Verwijderen van vet                              | •                                   |
| Verwijderen van olie                             | •                                   |
| Verwijderen van organische resten                | •                                   |
| Dosering                                         |                                     |
| Doseeradvies per wasbeurt                        | 2–4 ml/l (0,2–0,4%)                 |
| Grote opening voor doseerlans                    | •                                   |
| Automatische dosering                            | •                                   |
| Aanbevolen waterhardheid in mmol/l               | 0–0,5                               |
| Belangrijkste toepassingen                       |                                     |
| Medische laboratoria                             | •                                   |
| Biologische laboratoria                          | •                                   |
| Microbiologische laboratoria                     | •                                   |
| Chemische laboratoria                            | •                                   |
| Waterlaboratoria                                 | •                                   |
| Laboratoria voor de voedingsindustrie            | •                                   |
| Laboratoria voor de cosmetische industrie        | •                                   |
| Laboratoria voor de aardolie sector              | •                                   |
| Industriële laboratoria                          | •                                   |
| Fosfaatindustrie                                 | •                                   |
| Verfindustrie                                    | •                                   |
| Farmaceutische laboratoria                       | •                                   |
| Producteigenschappen                             |                                     |
| Mediatype                                        | Alkalisch reinigingsmiddel          |
| Aggregatietoestand                               | Vloeibaar concentraat               |
| Inhoudsstoffen                                   | Kaliumhydroxide,<br>Polycarboxylaat |
| pH-waarde bij 20 °C                              | 14,0                                |
| Geschikt voor kunststof                          | •                                   |
| Geschikt voor roestvrij staal                    | •                                   |
| Geschikt voor laboratoriumglaswerk               | •                                   |
| Geschikt voor keramiek                           | •                                   |
| Niet geschikt voor aluminium                     | •                                   |
| Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen    | •                                   |
| Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen | •                                   |
| Vrij van oxidatiemiddelen                        | •                                   |
| Vrij van fosfaten                                | •                                   |
| Vrij van tensiden                                | •                                   |
| Vrij van microplastic                            | •                                   |
| Goed reinigingsvermogen                          | •                                   |
| Hoger aandeel oplosmiddelen                      | •                                   |
| Opslaginstructies                                |                                     |
| Minimale bewaartemperatuur in °C                 | 0                                   |
| Maximale bewaartemperatuur in °C                 | 30                                  |

ProCare Lab 10 AP - 10 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l

voor universele machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160159 / Materiaalnummer: 12958920 /

Oud Materiaalnummer: 62924202V1

#### Afmetingen en gewicht

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 308   |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 191   |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 234   |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 320   |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 230   |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 190   |
| Brutogewicht in kg             | 13,50 |
| Inhoud in ml                   | 10000 |

#### Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•