

ProCare Lab 10 AT - 10 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l

voor intensieve machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Alkalische reinigingsmiddelen met tensides
- Vrij van fosfaten, oxidanten en silicaten
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Goede reiniging voor oliën, vetten, harsen en organische kleurstoffen

EAN: 4029577160173 / Materiaalnummer: 12959980 /

Oud Materiaalnummer: 62925202V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van vet	•
Verwijderen van olie	•
Verwijderen van hars	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	2–4 ml/l (0,2–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Biologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardoliesector	•
Industriële laboratoria	•
Verfindustrie	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Natriumhydroxide, Polycarboxylaate, Tensiden
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van silicaten	•
Vrij van microplastic	•
Goed reinigingsvermogen	•
Sterke emulgerende en oplossende werking	•
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaar temperatuur in °C	0
Maximale bewaar temperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, netto hoogte in mm	308

ProCare Lab 10 AT - 10 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l

voor intensieve machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160173 / Materiaalnummer: 12959980 /

Oud Materiaalnummer: 62925202V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettodiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	190
Brutogewicht in kg	13,00
Inhoud in ml	10000

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•