

ProCare Lab 10 MA - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor materiaalbesparende machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Universeel alkalisch reinigingsmiddel
- Vrij van oxidatiemiddelen en tensides
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Effectieve reiniging voor lichte tot gemiddelde vervuiling

EAN: 4029577160180 / Materiaalnummer: 12959990 /

Oud Materiaalnummer: 62923102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van eiwit	•
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van voedingsbodemresten	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	2–4 ml/l (0,2–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Serologische instituten	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Kaliumhydroxide, Fosfaat, Silicaten
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Minder geschikt voor non-ferrometalen	•
Beperkt geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Niet geschikt voor lichte metalen	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Goed reinigingsvermogen	•
Zeer behoedzame reiniging	•
Veelzijdig	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	-15
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217

ProCare Lab 10 MA - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor materiaalbesparende machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160180 / Materiaalnummer: 12959990 /

Oud Materiaalnummer: 62923102V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	8,00
Inhoud in ml	5000

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•