

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch, 10 kg

voor materiaalbesparende machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Universeel alkalisch reinigingsmiddel
- Schuimdempende eigenschappen, vrij van oxidanten
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Poedervormig reinigingsmiddel voor handmatige dosering

EAN: 4029577160210 / Materiaalnummer: 12960430 /

Oud Materiaalnummer: 62921102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van eiwit	•
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van voedingsbodemresten	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	2–4 g/l (20–40 g/charge)
Handmatige dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Serologische instituten	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Silicaten, Tensiden
pH-waarde bij 20 °C	12,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Minder geschikt voor non-ferrometalen	•
Beperkt geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Niet geschikt voor lichte metalen	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van microplastic	•
Materiaalbescherming	•
Schuimdempend	•
Veelzijdig	•
Graderingen zijn bijzonder beschermd	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	268
Buitenmaat, nettobreedte in mm	265

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch, 10 kg

voor materiaalbesparende machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160210 / Materiaalnummer: 12960430 /

Oud Materiaalnummer: 62921102V1

Buitenmaat, nettodiepte in mm	265
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Vulgewicht in g	10000
Brutogewicht in kg	10,50

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•