

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch, 10 kg

voor universele machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Alkalisch reinigingsmiddel met oxiderend effect
- Vrij van fosfaten, bevat bleekmiddelen op basis van zuurstof
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Poedervormig reinigingsmiddel voor handmatige dosering

EAN: 4029577160203 / Materiaalnummer: 12960500 /

Oud Materiaalnummer: 62922102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	2-4 g/l (20-40 g/charge)
Handmatige dosering	•
Aanbevolen waterhardheid in mmol/l	0-1,1
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardoliesector	•
Serologische instituten	•
Fosfaatindustrie	•
Verfindustrie	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Bleekmiddelen op zuurstofbasis, Tensiden, Silicaten
pH-waarde bij 20 °C	13,0-14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van microplastic	•
Goed reinigingsvermogen	•
Materiaalbescherming	•
Oxiderende werking	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	25
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	268

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch, 10 kg

voor universele machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160203 / Materiaalnummer: 12960500 /

Oud Materiaalnummer: 62922102V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	265
Buitenmaat, nettodiepte in mm	265
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Vulgewicht in g	10000
Brutogewicht in kg	10,50

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•