

ProCare Lab 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel op basis van citroenzuur, zuur, 5 l

voor materiaalbesparende machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Te gebruiken als neutralisatiemiddel of zuur voorreinigingsmiddel
- Vrij van tensides en fosfaten
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Verwijdert resten die oplosbaar zijn in zuren van gevoelige materialen

EAN: 4029577160227 / Materiaalnummer: 12960630 /

Oud Materiaalnummer: 62927102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	1–5 ml/l (0,1–0,5%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria in de fosfaatindustrie	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur, Conserveringsmiddel
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Geschikt voor neutralisatie van niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Niet geschikt voor zure voorreiniging van niet-geanodiseerd aluminium	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Zeer behoedzame reiniging	•
Zure voorreiniging	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	-3
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217

ProCare Lab 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel op basis van citroenzuur, zuur, 5 l

voor materiaalbesparende machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160227 / Materiaalnummer: 12960630 /

Oud Materiaalnummer: 62927102V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	6,50
Inhoud in ml	5000

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•