

ProCare Lab 30 P - 5 l

Neutralisatiemiddel, op basis van fosforzuur, zuur, 5 l
voor machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Te gebruiken als neutralisatiemiddel of zuur voorreinigingsmiddel
- Bevat geen tensides
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Verwijdert hardnekkige resten die oplosbaar zijn in zuren

EAN: 4029577160241 / Materiaalnummer: 12960700 /
Oud Materiaalnummer: 62928102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	1–4 ml/l (0,1–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Fosforzuren, Citroenzuur
pH-waarde bij 20 °C	0,7
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Vrij van tensiden	•
Vrij van microplastic	•
Zure voorreiniging	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	-15
Maximale bewaartemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	140

ProCare Lab 30 P - 5 l
Neutralisatiemiddel, op basis van fosforzuur, zuur, 5 l
voor machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160241 / Materiaalnummer: 12960700 /
Oud Materiaalnummer: 62928102V1

Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Brutogewicht in kg	8,00
Inhoud in ml	5000

Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•