

E 130

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 10 dienbladen.



- Uitgerust met 11 houders, hoogte 170 mm, afstand 35 mm
- Inzetbaar in onderrek

EAN: 4002511129375 / Materiaalnummer: 02648950 / Oud Materiaalnummer: 69513001D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor trays/bladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlfstand in mm	35
Spijlhoogte in mm	170
Toepassing	
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Capaciteit	
Trays/dienbladen [aantal]	10
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	180
Buitenmaat, nettobreedte in mm	180
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	210
Buitenmaat, brutobreedte in mm	210
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	0,76
Brutogewicht in kg	0,90