

E 130

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 10 dienbladen.



- Uitgerust met 11 houders, hoogte 170 mm, afstand 35 mm
- Inzetbaar in onderrek

EAN: 4002511129375 / Materiaalnummer: 02648950 /  
Oud Materiaalnummer: 69513001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsapparaat, klein, tandheelkundig	•
Grote thermodesinfectoren, dentaal	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor trays/bladen	•
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van trays/dienbladen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlafstand in mm	35
Spijlhoogte in mm	170
<b>Capaciteit</b>	
Trays/dienbladen [aantal]	10
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	180
Buitenmaat, nettobreedte in mm	180
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	210
Buitenmaat, brutobreedte in mm	210
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	0,77
Brutogewicht in kg	0,90