

E 338

Inzet

voor het optimaal plaatsen van maximaal 8 halve trayschalen.



- Geschikt voor 8 halve trayschalen
- Uitgerust met 10 houders (8 vakken), breedte 295, diepte 33 mm
- De maximale traygrootte bedraagt 290 x 30 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 400251116160 / Materiaalnummer: 03080600 /

Oud Materiaalnummer: 69533801D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor trays/bladen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	8
<b>Capaciteit</b>	
Trays/dienbladen [aantal]	8
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	305
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	310
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	0,62
Brutogewicht in kg	0,84