

E 363

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.



- Maaswijdte 1 mm
- Uitgerust met een bovenblad
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116283 / Materiaalnummer: 03149790 / Oud Materiaalnummer: 69536301D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	225
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,62
Brutogewicht in kg	0,71