

E 378

Gebruik

voor het plaatsen van verschillende instrumenten.



- 0,8 mm draadgaas, 1,7 mm maaswijdte, 5 mm frame
- Uitgerust met 2 handvaten
- Inzetbaar in onderrek

EAN: 4002511116443 / Materiaalnummer: 03203530 / Oud Materiaalnummer: 69537801D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	460
Buitenmaat, nettodiepte in mm	460
Buitenmaat, brutohoogte in mm	165
Buitenmaat, brutobreedte in mm	535
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	1,78
Brutogewicht in kg	2,25