

E 146

Inzet

voor het optimaal plaatsen van diverse instrumenten.



- Maaswijdte bodem 3 mm, zijkanten 1,7 mm, deksel 8 mm
- Uitgerust met 2 zwenkbare handvaten
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116009 / Materiaalnummer: 03346680 /  
Oud Materiaalnummer: 69514601D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Zeefschaal	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	225
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245
Nettogewicht in kg	0,61
Brutogewicht in kg	0,70