

SD-B  
Inspuiter  
voor butyrometers.



- Voor injectorwagen
- Inclusief schroefdraad, 4 x 140 mm\*

\* Inclusief spoel, doorsnede 4 x 140 mm, plus gelaste, platte spuitmond, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materiaalnummer: 03583540 / Oud Materiaalnummer: 69708001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	240
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Diameter in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02