


E 106

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen met wijde hals, maatcilinders enz.



- Uitgerust met 10 veerhaken à 175 mm hoogte en 16 à 105 mm hoogte
- De afstand tussen de veerhaken bedraagt ong. 60 mm

EAN: 4002511115675 / Materiaalnummer: 03808310 / Oud Materiaalnummer: 69510601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor beker glazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van maatcilinders	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	180
Buitenmaat, nettobreedte in mm	195
Buitenmaat, nettodiepte in mm	186
Buitenmaat, brutohoogte in mm	205
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	0,93
Brutogewicht in kg	1,42