

E 106/2

Inzet

voor het optimaal plaatsen van glazen met wijde hals, maatcilinders enz.



- Uitgerust met 13 grote veerhaken à 175 mm hoogte
- De afstand tussen de veerhaken bedraagt ong. 85 mm

EAN: 4002511115699 / Materiaalnummer: 03808330 /
Oud Materiaalnummer: 69510603D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekeerglazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van maatcilinders	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	420
Buitenmaat, nettobreedte in mm	180
Buitenmaat, nettodiepte in mm	186
Buitenmaat, brutohoogte in mm	430
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	200
Nettogewicht in kg	0,69
Brutogewicht in kg	0,75