


E 109

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van bekgelazen tot 250 ml.



- Geschikt voor 21 bekgelazen tot 250 ml
- Uitgerust met 21 x 3 staafjes
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511115729 / Materiaalnummer: 03808360 / Oud Materiaalnummer: 69510901D

| Productcategorisatie | |
|---|--------------------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet/module voor bekgelazen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Draad, gerilsaneerd |
| Kleur | Roestvast staal, Wit |
| Toepassingsgebied | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Capaciteit | |
| Bekgelazen [aantal] | 21 |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 155 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 230 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 460 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 185 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 230 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 490 |
| Nettogewicht in kg | 1,21 |
| Brutogewicht in kg | 1,54 |