


E 127

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van infuusflessen. Oppervlakte 57 x 57 mm.



- 20 vakken, vakgrootte: 57 x 57 mm (fles), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115842 / Materiaalnummer: 03808530 / Oud Materiaalnummer: 69512701D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	20
Toepassingsgebied	
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	102
Buitenmaat, nettobreedte in mm	445
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	475
Buitenmaat, brutodiepte in mm	475
Nettogewicht in kg	1,78
Brutogewicht in kg	2,10