

E 129

Inzet

voor het optimaal plaatsen van infuusflessen. Oppervlakte 84 x 84 mm.



- 20 vakken, vakgrootte: 84 x 84 mm (fles), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115866 / Materiaalnummer: 03808550 / Oud Materiaalnummer: 69512901D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Productcategorie	
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	20
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	113
Buitenmaat, nettobreedte in mm	445
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	480
Buitenmaat, brutodiepte in mm	130
Nettogewicht in kg	1,41
Brutogewicht in kg	1,78