

E 134

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 210 objectglaasjes.



- Geschikt voor het plaatsen van 210 objectglaasjes
- Uitgerust met 26 vakken à 11 mm x 26 mm, draaddikte 3 mm

EAN: 4002511115897 / Materiaalnummer: 03808600 / Oud Materiaalnummer: 69513401D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	26
Breedte van de vakken in mm	11
Lengte van de vakken in mm	26
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Objectglaasjes [aantal]	210
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	73
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	460
Nettogewicht in kg	1,50
Brutogewicht in kg	1,61