

E 135/1

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 19 babyflessen tot 110 ml.



- Geschikt voor 19 babyflesjes van 110 ml
- Passend voor flessen van 51 x 51 mm, hals: 45 x 45 mm
- Voor het bovenrek A 102 en het onderrek A 151

EAN: 4002511115910 / Materiaalnummer: 03808640 /

Oud Materiaalnummer: 69513502D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van babyflessen	•
Capaciteit	
Babyflessen [aantal]	19
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	135
Buitenmaat, nettobreedte in mm	192
Buitenmaat, nettodiepte in mm	447
Buitenmaat, brutohoogte in mm	195
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	2,02
Brutogewicht in kg	2,10