

E 135/2

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 19 babyflessen tot 90 ml.



- Geschikt voor 19 babyflesjes van 90 ml
- Passend voor flessen van 51 x 51 mm, hals: 42 x 42 mm
- Voor het bovenrek A 102 en het onderrek A 151

EAN: 4002511115927 / Materiaalnummer: 03808650 / Oud Materiaalnummer: 69513503D

| Productcategorisatie | |
|--|-----------------|
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet voor diverse flessen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Herverwerking van babyflessen | • |
| Capaciteit | |
| Babyflessen [aantal] | 19 |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 125 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 192 |
| Buitenmaat, nettdiepte in mm | 447 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 140 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 235 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 480 |
| Nettogewicht in kg | 1,97 |
| Brutogewicht in kg | 2,10 |