

E 135/3

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 19 babyflessen tot 120 ml.



- Geschikt voor 19 babyflesjes van 120 ml
- Passend voor flessen van 56 x 56 mm, hals: 49 x 49 mm
- Voor het bovenrek A 102 en het onderrek A 151

EAN: 4002511115934 / Materiaalnummer: 03808670 / Oud Materiaalnummer: 69513504D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van babyflessen	•
Capaciteit	
Babyflessen [aantal]	19
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	135
Buitenmaat, nettobreedte in mm	192
Buitenmaat, nettodiepte in mm	447
Buitenmaat, brutohoogte in mm	470
Buitenmaat, brutobreedte in mm	130
Buitenmaat, brutodiepte in mm	230
Nettogewicht in kg	1,94
Brutogewicht in kg	2,00