


E 144

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 18 bekeerglazen.



- Geschikt voor 18 bekeerglazen
- Uitgerust met 18 x 3 staafjes
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511115996 / Materiaalnummer: 03808710 / Oud Materiaalnummer: 69514401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekeerglazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Bekerglazen [aantal]	18
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	131
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	1,37
Brutogewicht in kg	1,38